

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p> | Departamento de Média e Alta Complexidade regulacao@piraquara.pr.gov.br Tel: (41) 3590 3701 | | Coordenação da Central de Remoções de Piraquara |
| | | | Código: POP UE08 |
| | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES | | Revisão: 14/01/2022 |
| | Elaborador: Enfª Hellen Martins | Revisor: Enfª Ramony Filippini Martins | Data da elaboração: 10/10/2017 |
| Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde | | Quantidade de Páginas: 02 | |

1. INTRODUÇÃO

O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies e equipamentos em Serviços de Saúde compreende a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas.

2. EXECUTORES

- ✓ Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

3. OBJETIVOS

- ✓ Preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

4. MATERIAIS

- ✓ EPI's: máscara, luva de procedimento, gorro, óculos de proteção, avental descartável;
- ✓ Detergente neutro;
- ✓ Hipoclorito 1% ou ácido Peracético 0.5%;
- ✓ Balde com água;
- ✓ Álcool 70% líquido;
- ✓ Pano limpo;
- ✓ Papel toalha descartável;
- ✓ Luvas descartáveis;

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Para limpeza/desinfecção de superfícies (maca, mesa, cadeira e computador) e equipamentos (sonar doppler, estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro, otoscópio, oftalmoscópio, glicosímetro, balanças, etc.)

- ✓ Calçar luvas de procedimento;
- ✓ Umedecer papel toalha com álcool líquido 70%;
- ✓ Friccionar por 30 segundos, com pressão, utilizando sempre o mesmo sentido, de uma extremidade para outra e do mais alto para o mais baixo, cada parte da superfície a ser desinfetada;

Para limpeza/desinfecção de superfície contaminada com respingos ou deposição de matéria orgânica (sangue, secreções, exudato, etc.)

- ✓ Calçar luvas de borracha;
- ✓ Alocar o papel absorvível sobre a matéria orgânica;

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p> | Departamento de Média e Alta Complexidade regulacao@piraquara.pr.gov.br Tel: (41) 3590 3701 | | Coordenação da Central de Remoções de Piraquara |
| | | | Código: POP UE08 |
| | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES | | Revisão: 14/01/2022 |
| | Elaborador: Enfª Hellen Martins | Revisor: Enfª Ramony Filippini Martins | Data da elaboração: 10/10/2017 |
| Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde | | Quantidade de Páginas: 02 | |

- ✓ Retirar o excesso da matéria orgânica em papel absorvente;
- ✓ Desprezar o papel em saco de lixo para resíduo infectante;
- ✓ Aplicar o desinfetante (hipoclorito a 1% ou ácido Peracético diluído em conformidade com o sugerido pelo fabricante) e deixar o tempo necessário – 10 min;
- ✓ Remover o desinfetante com pano molhado e/ou papel toalha;

6. OBSERVAÇÕES

- ✓ Deve-se dar ênfase na frequência aumentada de limpeza das superfícies mais tocadas como, por ex.: bancadas de trabalho, mesa, maçanetas.
- ✓ Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho e após cada utilização, ainda com os profissionais usando EPI, e evitando contato com os materiais infectados.

7. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

| Nº da Revisão | Item | Alteração | Data da Alteração |
|---------------|------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 6 | Frequência da desinfecção | 10/11/2020 |
| 2 | - | - | 14/01/2022 |

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. ANVISA. Nota Técnica nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% na desinfecção de superfícies, durante a pandemia da COVID-19. Disponível em: <
<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/medidas-de-prevencao-e-controle-da-covid-19-limpeza-desinfeccao-e-tipos-de-precaucoes/>> Acesso em: 10 de jan 2022.